

SIMPLE

KN 95

ANTI PARTICULATE FACE MASK

Model: AC9503

GB2626-2006



Refreshing
and not stuffy



Fog prevention
and haze



Quiet enjoyment



Small and light



50 pcs / box
2 pcs / bag




Fig. 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Maschera anti particolato, 4 strati
2. Dimensioni: vedi fig. 2
3. Materiale:
 - (1) Materiale non tessuto 3 pezzi
 - (2) Materiale meltblown 1 pz
 - (3) Nasello in alluminio 1 pz
 - (4) Fettuccia in nylon e spandex 2 pezzi



Fig. 2

Mascherina

2 pz/confezione

25 confezioni(50pz)/Box

