

ST3-0001**SMARTY SAVER MINI
TRAINER SEMI-AUTOMATICO****ST7-0001****SMARTY SAVER MINI GEO
TRAINER SEMI-AUTOMATICO****DIMENSIONI MINI
(108X119X42 - 280G)**

IL MINI TRAINER PER SMARTY SAVER È UN DISPOSITIVO DIDATTICO PROGETTATO PER ADDESTRARE I SOCCORRITORI ALL'USO DEI DAE DELLA GAMMA SMARTY SAVER, IN PARTICOLARE DEI MODELLI SM1 (SMARTY SAVER SEMIAUTOMATICO) E SM5 (SMARTY SAVER GEO SEMIAUTOMATICO).

**NON EROGA SCARICHE****CONTENUTO ST3-0001 / ST7-0001**

**SET DI PADS TRAINER PER ADULTI RIUTILIZZABILI
ACCUMULATORE CON CARICABATTERIE
TELECOMANDO
BORSA DA TRASPORTO
GUIDA RAPIDA DI UTILIZZO**

MOQ 3 PZ

COMANDI E INDICATORI

TASTI

- ON / OFF (TASTIERA) (INTERRUTTORE LATERALE)
- TASTO SCARICA: PER SIMULARE L'EROGAZIONE DI UNO SHOCK DI DEFIBRILLAZIONE
- MODALITA' ADULTO: PER SELEZIONARE IL TIPO DI PAZIENTE
- MODALITA' PEDIATRICA: PER SELEZIONARE IL TIPO DI PAZIENTE

INDICATORI VISIVI

- “DAE PRONTO PER L'USO” :1 LED VERDE
- “GUASTO DAE / BATTERIA SCARICA”: 1 LED ROSSO
- “POSIZIONARE PADS DI DEFIBRILLAZIONE”: 2 LED ROSSI
- NON TOCCARE IL PAZIENTE”: 2 LED ROSSI
- “È POSSIBILE TOCCARE IL PAZIENTE”: 1 LED VERDE
- PAZIENTE ADULTO: 1 LED VERDE
- PAZIENTE PEDIATRICO: 1 LED VERDE
- PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO: 2 LED VERDI
- PULSANTE DI SHOCK: 4 LED ROSSI
- FEEDBACK CPR: 2 LED ROSSI, 2 LED ARANCIONI, 2 LED GIALLI, 2 LED VERDI
- CONNESSIONE BLUETOOTH CPR: 1 LED VERDE

INDICATORI SONORI

MESSAGGI MULTILINGUE PER LE ISTRUZIONI DURANTE L'USO DEL DISPOSITIVO - SEGNALI ACUSTICI DI AVVERTIMENTO E DI PERICOLO

MICROFONO

VOLUME REGOLABILE MEDIANTE TELECOMANDO (ALIMENTATO CON N. 2 AAA BATTERIES)

DIMENSIONI & PESO

- 108X119X42 MM (FOLDED HANDLE)
- 138X119X42 MM (EXTENDED HANDLE)

-280 G (CON BATTERIA)
+ 23 G (CON CAVO CONNESSIONE ELETTRODI)

CODICE ARTICOLO

- ST3-S0110 SEMI
- ST7-S0110 GEO

TIPOLOGIA

- NO. 2 BATTERIE AA

VOLTAGGIO/CAPACITA'

- 3V – 1AH

DURATA

- 5 GIORNI DI STAND-BY
- 6 ORE DI FUNZIONAMENTO CONTINUO